

Methodenvergleich: LIAISON® XL Chemilumineszenz - Technik im Vergleich zur BinaxNOW™ Immunochromatographie zum Nachweis von Legionella- und des Streptococcus pneumoniae-Antigenen aus Urinproben



Bojana Savic, BMA 23-26

Eingereicht an der Höheren Fachschule

medi | Zentrum für medizinische Bildung | Biomedizinische Analytik

am: 25. August 2026

Praktikumsbetrieb: Institut für Infektionskrankheiten (IFIK), Fachbereich: Infektionsserologie